



La précision au sommet - avec StarzTipz®

coloré - polyvalant - personnalisable - réduit la contamination croisée



Nous vous accompagnons dans l'identification correcte de vos seringues, vous envoyons un échantillon d'essai, réalisons une comparaison personnalisée entre StarzTipz® et les produits concurrents*, et vous fournissons – si nécessaire – le kit de conversion adapté.

Notre objectif : rendre la transition aussi simple que possible pour vous.

*Voir le code QR au verso de ce dépliant.

 Kit de conversion Cefla Anthos F3/F6 QRNT1030	 Kit de conversion Cefla SP QRNT1035	 Kit de conversion Faro SM03 QRNT1100	 Kit de conversion Kavo Estetica QRNT1092
 Kit de conversion Kavo K4 QRNT1090	 Kit de conversion Luzzani Minibright QRNT1055	 Kit de conversion Luzzani Minilight QRNT1050	 Kit de conversion Luzzani Minimate QRNT1051
 Kit de conversion Quick Release ADEC/UNIC QRNT1000	 Kit de conversion Sirona Sprayvit 4000 QRNT1071	 Kit de conversion Sirona Sprayvit C8 QRNT1070	Les référence concernent uniquement les adaptateurs StarzTipz®.

Vous trouverez ici des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur StarzTipz®. Notre objectif est de vous fournir rapidement et clairement toutes les informations essentielles. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, notre équipe se tient à votre disposition.

01. Quel est l'avantage de notre conception “6 Air Channel” ?

En ayant 6 petits canaux d'air, l'air dentaire est plus concentré et distribué à travers chacun des 6 canaux, ce qui donne une pulvérisation plus ciblée à travers chaque canal. Cela équivaut à une pulvérisation d'air dentaire plus puissante.

02. Qu'est-ce qui rend l'embout HP spécial ?

Avec une longueur de 65 mm et une double chambre, l'embout High-Pressure (HP) génère un jet plus puissant et concentré et donc idéal pour le nettoyage ainsi que l'examen de proches parodontales profondes. Il est 30 mm plus court que l'embout original, ce qui le rend parfait pour travailler à proximité du site de traitement et pour une utilisation chez les jeunes patients. La longueur plus courte est similaire à celle des embouts autoclavables traditionnels, ce qui facilite la transition vers les embouts à usage unique.

03. Est-ce que cet embout est compatible avec ma seringue ?

Nous proposons une gamme d'adaptateurs compatibles avec de nombreux modèles de seringues.

04. Puis-je vraiment être sûr qu'avec StarzTipz®, la séparation d'air et d'eau est parfaitement assurée ?

Oui - à condition que votre équipement technique soit en bon état de fonctionnement, nous garantissons une séparation à 100% de l'air et de l'eau.

Grâce au système de verrouillage par joint torique (O-Ring), l'embout StarzTipz® est solidement fixé à la seringue. De plus, l'embout transparent permet de voir immédiatement si de l'eau a pénétré dans la chambre d'air. Les fuites sont dans 99% des cas dues à des joints toriques usés, un montage incorrect de l'embout ou encore l'utilisation avec un adaptateur non compatible.



Caractéristiques principales StarzTipz®

- ★ Séparation immédiate de l'air et de l'eau
- ★ Plastique flexible qui conserve sa forme
- ★ Compatibilité mondiale grâce aux kits d'adaptateurs
- ★ Design fin pour une visibilité optimale dans la cavité buccale
- ★ Risque réduit de contamination croisée

Passez à StarzTipz® en toute simplicité !

Choisissez le modèle de votre seringue air/eau et trouvez l'adaptateur ainsi que le kit de joints toriques compatibles pour convertir votre système à StarzTipz®.



➔ *Passez à StarzTipz® dès maintenant
- simple, rapide et fiable.*