



Nå stjärnorna med StarzTipz®

fargerik – allsidig – kan tilpasses – reduserer krysskontaminering



Vi hjelper deg med å finne riktig sprøyte, sender deg en prøve, utarbeider en sammenligning mellom StarzTipz® og konkurrerende produkter* for deg og forsyner deg med passende konverteringssett (om nødvendig) på for å gjøre overgangen så smidig og enkel som mulig for deg.

*Se QR-koden på siste side i denne brosjyren

			
Konverteringssett Cefla Anthos F3/F6 QRNT1030	Konverteringssett Cefla SP QRNT1035	Konverteringssett Faro SM03 QRNT1100	Konverteringssett Kavo Estetica QRNT1092
			
Konverteringssett Kavo K4 QRNT1090	Konverteringssett Luzzani Minibright QRNT1055	Konverteringssett Luzzani Minilight QRNT1050	Konverteringssett Luzzani Minimate QRNT1051
			Artikkelnumrene refererer kun til StarzTipz®-adaptere
Konverteringssett Quick Release ADEC/UNIC QRNT1000	Konverteringssett Sirona Sprayvit 4000 QRNT1071	Konverteringssett Sirona Sprayvit C8 QRNT1070	

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om StarzTipz®. Vårt mål er å gi deg all viktig informasjon på raskt og oversiktlig. Hvis du har ytterligere spørsmål, vennligst ikke nøl med å kontakte oss personlig på.

01. Vad är fördelen med ”Six Air Core”-tekniken?

De seks luftkamrarna garanterar ett måttligt tryck och finfördelning. Detta gör StarzTipz® särskilt lämpligt för torkning av adhesiver, sealers och andra material. De ursprungliga attachmenten (Quad Air Core) möjliggör också god åtkomst i området för posteriora molarer den längre engångskanylen (95 mm) kan böjas för svåråtkomliga buckala eller linguala behandlingar.

02. Hva er spesielt Med HP-tillsatsen?


Med en längd på 65 mm och dubbla kammare ger HP-försatsen ett kraftfullare och mer fokuserat spraymönster och är perfekt för rengöring og undersøkelse av dype periodontale lommer. Den er 30 mm kortere enn den opprinnelige innsatsen og er ideell for bruk på unge pasienter og for arbeid nær behandlingsstedet. Den kortere lengden tilsvarer lengden på konvensjonelle dampsteriliserbare redskaper, noe som gjør det enklere å bytte til engangsredskaper.

03. Fungerer denne spissen på min sprøyte?

Vi har en rekke omformere som passer til mange sprøyter.

04. Kan jeg virkelig være sikker på at StarzTipz® garanterer en nøyaktig separasjon av luft og vann?

Hvis det tekniske utstyret ditt fungerer som det skal, garanterer vi 100 % separasjon av luft og vann. Takket være O-ringlåsen sitter StarzTipz®-festet godt fast på sprøyten. Takket være det gjennomsiktige ytre skaftet på StarzTipz® kan du i tillegg enkelt se om det har kommet vann inn i luftkammeret. Lekkasjeproblemer er 99 % skyldes slitte O-ringer, feil montering av tilbehøret eller bruk av tilbehøret med en adapter som ikke er kompatibel med.



StarzTipz® Nøkkelfunksjoner

- ★ Umiddelbar separasjon av luft og vann
- ★ Fleksibel plast som beholder formen
- ★ Verdensomspennende kompatibilitet takket være passende adaptersett
- ★ Slank design for optimal sikt inn i munnhulen
- ★ Redusert risiko for krysskontaminering

Det er enklere å bytte til StarzTipz® enn du tror!

Velg modell for din luft/vann-sprøyte og finn riktig adapter og det tilhørende O-ringssettet for å konvertere sprøytesystemet ditt til StarzTipz®.



➞ Begynn å bytte til
StarzTipz® nå!